

Tillverkare	Mätprincip	Mätprincip	Måter	Pump	Känslighet	Vikt
Radonova	Atmos	Pulsjonkammare	Radongas via Rn-222 och Po-218	Ja, 1 l/min	Radongas sniff mode- 1 cpm vid 45 Bq/m3	4,5kg
Durridge	RAD7	Spänningssatt mätkammare med halvledardetektor	Radongas via Po-218 eller via Po-218+Po-214.Torongas via Po-216	Ja, 0,6 l/min	Radongas sniff mode- 1 cpm vid 147 Bq/m3	4,4kg
Durridge	RAD8	Spänningssatt mätkammare med halvledardetektor	Radongas via Po-218 eller via Po-218+Po-214.Torongas via Po-216	Ja, 0,6 l/min	Radongas i sniff mode- 1cpm vid 90 Bq/m3	3,4 kg
Sarad	RTM2200	Spänningssatt mätkammare med 4 st halvledardetektor på 2 cm2/styck	Radongas via Po-218 eller via Po-218+Po-214.Torongas via Po-216	Ja, 0,3 l/min	Radongas sniff mode- 1 cpm vid 333Bq/m3	6 kg
Saphymo	Alphaguard DF2000	Pulsjonkammare	Radongas via Rn-222 och Po-218 eller totalalfa. Thorongas med pumpadapter.	0,05-2 l/m	Radongas sniff mode 1cpm vid 60 Bq/m3	7 kg
Saphymo	Alfaguard PQ2000PRO	Pulsjonkammare	Radongas via Rn-222 och Po-218 eller totalalfa	Option 0,6 l/min	Radongas sniff mode: 1 cpm vid 60 Bq/m3	4,5 kg

1 cpm= 1 puls per minut